

## **Bioempedans Vücut Kompozisyonu Analizörü (Inbody 170)**

Bioelektrik direnç vücut dokularının az miktardaki zararsız bir elektrik akımına direncinin ölçülmesidir. Vücut yüzeyine temas eden elektrotlarla gövde ve ekstremitlerden düşük voltajlı akım geçer, dokular arasında iletkenlik farkından yağ ve yağsız kütle hesaplanır. Ölçüm en az 2 saat açlık ve içecek tüketilmemiş ve idrara çıkmış olarak uygulanmalıdır. Vücuda temas eden metal eşyalar (küpe, kolye piercing gibi) çıkarılmalıdır. Hamile ve kalp pili olanlar kullanamaz.

